



1日のはじまりは「Dr.CLEAN⁺」から。
従業員、スタッフの笑顔に寄り添い、
お客様へのおもてなしを支えます。



Dr.CLEAN⁺
除菌・ウイルス除去スプレー
本体 500mL
入数:16 (非危険物)



Dr.CLEAN⁺
除菌・ウイルス除去スプレー
つめかえ 2L(ノズル付)
入数:4 (非危険物)



 **イステー株式会社**

〒161-8540 東京都新宿区下落合1-4-10
お客様相談室 ☎ 0120-145-230
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

お問い合わせは

株式会社ノア(第三事業部)
山口県宇部市文京町8番7号
TEL: 0836-34-1002
FAX: 0836-22-0790

202006

1日1回で持続する除菌効果
医療現場で使われる信頼と技術



Dr.CLEAN⁺

ドクタークリーン

除菌・ウイルス除去スプレー

Dr.CLEAN⁺

ドクタークリーン

1日1回のひとふきで、 除菌+プロテクト！

持続性のある除菌・ウイルス除去効果が
これからの衛生対策を変える。

※ 使用環境によって持続時間に差があります。また、すべての菌・ウイルスに効果があるわけではありません。

目まぐるしく変化し続ける社会環境の陰で、ともに変わり続ける衛生環境。
新たなウイルスや菌など未知のリスクへ備え、日々の安心を守ることが、
これからの衛生に求められる役割。

「1日1回で持続する除菌効果」により、不特定多数が触れる場所から
常に守り続ける「除菌+プロテクト」を実現。
医療現場で使われる確かな信頼と技術に裏付けられた
プロフェッショナルのための「除菌・ウイルス除去スプレー」です。

大切なお客様、従業員、スタッフを守る



除菌作業の負担減・効率化



※手指、食品・まな板、食器、レンズ等にはご使用できません。 ※手袋、マスク、保護メガネ等を着用して下さい。

動画でわかる
Dr.CLEAN⁺



こちらで公開中


「Hydro Ag⁺」の革新的な技術




一般的なアルコールは除菌後すぐに蒸発してしまうため再汚染しやすく、
持続性のある除菌・ウイルス除去効果は得られません。「Dr.CLEAN⁺」は
アルコール（62.9v/v%）で除菌した後、富士フィルム独自のHydro Ag⁺
技術により、銀系抗菌剤を含有する超親水膜でコーティングされ、
除菌・ウイルス除去効果が約1ヶ月持続^{*}します。

※ 使用環境によって持続時間に差があります。また、すべての菌・ウイルスに効果があるわけではありません。

一般的なアルコールスプレー




Dr.CLEAN⁺




繰り返しの使用で高まる 「持続除菌」効果

「Dr.CLEAN⁺」を同じ場所に塗り重ねると、
より強固で除菌力の高いコート膜が形成されます。
日々繰り返し使用することで、クリーンな環境と
同時に除菌効果も高めていくことができます。



「持続除菌」性能

一般的なアルコールと同等の除菌性能に加え、
銀系抗菌剤の持続性をプラス。
持続性能は他社品を大きく超える効果が見込めます。



安全性

経口毒性	GHS区分は「区分に該当しない」 (LD50>2,000mg/kg)
皮膚刺激性	GHS区分は「区分に該当しない」 (無刺激)
皮膚感作性	陰性 (LLNA:BrdU-ELISA法)
生殖細胞変異原性	陰性 (Ames試験)
発がん性	該当物質なし (IARCランク1.2A、2B)